

仕 様 書			
品 名	電動式ニューロパワーシステム(ハンドピース)		
納期等	当該機器は手術室に設置予定。 納入期限は2026年3月31日 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する		
項目		型式等	数量
1	電動式ニューロパワーシステム(ハンドピース)	ビー・ブラウンエースクラップ(株)	一式
		ELAN 4 electro ハンドピース増設	
2	構成		
	エラン4エレクトロ モーターケーブル フットスイッチ用	GA806	(1)
	エラン4エレクトロ パーフォレーター	GA822	(1)
	エラン4エレクトロ 1Rモーターハンドピース L4	GA861	(1)
	エラン4エレクトロ 1Rモーターハンドピース L7	GA862	(1)
	エラン4エレクトロ 1Rモーターハンドピース L10	GA863	(1)
	エラン4エレクトロ クラニオトーム	GA849	(1)
	エラン4デュラガード スタンダード	GB942R	(1)
	エラン4デュラガード ロング	GB943R	(1)
	エラン4ドリルスリーブ クラニオトーム用	GB945R	(1)
	エラン4エレクトロ マイクロサジタルソー	GA836	(1)
	ミドルサイズ滅菌コンテナー 底 470×274×135mm 孔無	JK742	(1)
	プライムライン プロ ミドルサイズ グリーン	JP113	(1)
	ニューパーフォバスケット ミドルサイズ 406×253×56mm	JF252R	(1)
	ニューパーフォバスケット ミドルサイズ 406×253×76mm	JF253R	(1)
	エラン4エレクトロ ECCOS GA849用	GB085R	(1)
	エラン4 ECCOS 12バー用	GB718R	(2)
	エラン4 ECCOS 3クラニオトームアタッチメント用	GB719R	(1)
	ECCOS ポジショニングガイド ケーブル/ホース用	GB072R	(1)
	エラン4エレクトロ ECCOS モーターケーブル用	GB073R	(1)
	エラン4エレクトロ ECCOS GA836用	GB086R	(1)
	エラン4エレクトロ ECCOS GA822用	GB076R	(1)
	エラン4エレクトロ ECCOS 1ハンドピース用	GB082R	(3)
3	その他		
	・ 福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること。		
	・ 搬入設置及び調整については担当者と調整のうえ適正に行うこと。		
	・ 納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受け渡す。		
	・ 通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。		
	(ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)		
	・ 取扱方法に関しては、現場の要望に応じ十分に説明をすること。		
	・ 故障時は速やかに対応できること。		
	・ 病院の指定する既存機器を引き取ること。		