仕 様 書

品 名 生体情報監視装置(集中治療室)

当該機器は、集中治療室・リカバリ一室に設置予定。 納期等

当該機命は、未中心派主 /// 納入期限は2026年3月31日。 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する。 **型式等**

項目	名称	型式等	数量
1	生体情報監視装置	日本光電工業㈱	一式
2	構成		
	①セントラルモニタ本体《CNS-2101》		
	セントラルモニタ本体	CNS-2101	(2)
	液晶ディスプレイユニット	VL-238R	(2)
	レコーダーユニット	WS-140P	(2)
	スタンド	DM-140P	(2)
	ネームプレート	DP-160P	(2)
	ソフトウェアライセンス24人拡張	QL-018P	(1)
	CNS設置調整費(複数台)	#INST-CNS-MULTI	(2)
	②ベッドサイドモニタ		
	モニタ本体	CU-172R	(12)
	レコーダーユニット	WS-171P	(12)
	データアクイジションユニット	JA-170P	(12)
	マルチアンプユニット	AA-174P	(12)
	ベッドサイドモニタ	BSM-1763	(12)
	フック	DZ-170P	(12)
	バッテリーパック SB-170P	X161	(12)
	DAU接続ケーブル 5M	YS-118P2	(12)
	レコーダ接続ケーブル 1.5M	YS-118P8	(12)
	HDMI光ケーブル 30M	YS-119P2	(12)
	ユニットホルダ	DH-159P	(12)
	ホルダ	DH-692P	(12)
	フィンガープローブ TL-201T(ケーブル長1.6m)	P225F	(12)
	血圧中継コード JP-920P	L901	(24)
	延長ケーブル	JT-400P	(12)
	バッテリーパック	SB-970P-CL	(12)
	CSM設置調整費(複数台)	#INST-CSM-MULTI	(12)
	③搬送ベッドサイドモニタ		
	ベッドサイドモニタ	BSM-1763	(2)
	フック	DZ-170P	(2)
	ACクレードル	SC-170R	(2)
	アダプタ	DH-171P	(2)
	アダプタ	DH-172P	(2)

項目	名称	型式等	数量	
	フィンガープローブ TL-201T(ケーブル長1.6m)	P225F	(2)	
	BSM設置調整費(複数台)	#INST-BSM-MULTI	(2)	
	通信ケーブル(V60用)	IF-961P	(2)	
	通信ケーブル(980用)	IF-956P	(1)	
	プロトコル変換インタフェース(840用)	QF-907P	(4)	
	プロトコル変換インタフェース(ビジランス)	QF-903P	(1)	
	通信ケーブル(ヘモスフィア/EV1000)	IF-948P	(2)	
	7100追加ライセンス(11床以上)	ZI-703M	(12)	
	モニタ調整費	ZI-874M	(1)	
	HIS連携調整費	ZI-876M	(1)	
	病床変更フロアレイアウトカスタマイズ	ZI-878M	(1)	
	シングルサインオン調整費	ZI-990M	(1)	
	④ベッドサイドモニタ(リカバリー室)			
	ベッドサイドモニタ レコーダ組込済	PVM-4763-Q20	(4)	
	架台	KC-470P	(4)	
	アダプタ	DH-470P	(4)	
	フック	DZ-470P	(4)	
	バッテリーパック SB-470P	SB-470P	(4)	
	PVM設置調整費(複数台)	#INST-PVM-MULTI	(4)	
	フィンガープローブ TL-201T(ケーブル長1.6m)	P225F	(4)	
3	その他			
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること(設置に必要な部材・配線工事等含む)。			
	・搬入設置及び調整については担当者と調整のうえ適正に行うこと。			
	・アンテナ配線工事を含めること。			
	・納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受け渡す。			
	・病院の指定する既存機器を引き取ること。			
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。 (ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)			
	・取扱方法に関しては、現場の要望に応じ十分に説明をすること。			
	・故障時は速やかに対応できること。			
	・設置に伴う保健所及び労働監督署等に申請が必要な場合は病院の求めに応じ、提出すること。			